





VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DIMA® PRINT

IMAGEM	MATERIAL	INDICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	COR	TEMPO DE IMPRESSÃO	TEMPO DE IMPRESSÃO EQUIVALENTE POR PEÇA*	CUSTO POR PEÇA**
	dima® Print C&B temp	Coroas e pontes provisórias	Ila	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1	1 h 34 min (para 110 unidades)	3 min	R\$ 2,46
	dima® Print Cast ruby	calcinável	Nãose aplica	vermelha	1 h 28 min (para vários trabalhos calcináveis)	5 min	R\$ 1,81
	dima® Print Denture Base	Base para prótese total, parcial e chapa de prova	Ila	original pink, light pink, light reddish pink, dark pink	1 h 44 min (para 10 arcadas)	12 min	R\$ 38,30
	dima® Print Denture Teeth	Dentes para prótese	Ila	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1	1 h 35 min (para 8 arcadas)	4 min	R\$ 1,81
	dima® Print Splint clear	Contenção e placas oclusais	Ila	Transparente claro	1 h 18 min (para 6 contenções)	13 min	R\$ 14,58

A disponibilidade em seu país pode ser restrita devido a requisitos legais. Verifique a disponibilidade com a Central de Atendimento ao Cliente da Kulzer no seu país


* dependendo de vários fatores, especialmente da utilização da plataforma de construção; cálculo com base na utilização da plataforma de construção, conforme mostrado na imagem

** com base no preço de varejo recomendado do respectivo dima. Somente material impresso. Preço calculado, considerando (1 euro = R\$ 6,48)




Encontre a versão atual aqui: kulzer.com/mycube-support



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DIMA® PRINT

IMAGEM	MATERIAL	INDICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	COR	TEMPO DE IMPRESSÃO	TEMPO DE IMPRESSÃO EQUIVALENTE POR PEÇA*	CUSTO POR PEÇA**
	dima® Print Stone bege	Modelos	Não se aplica	Gesso bege	1 h 30 min (para 4 modelos grandes)	22 min	R\$ 80,81
	dima® Print Stone bege	Modelos	Não se aplica	Gesso bege	1 h 18 min (para 5 modelos)	13 min	R\$ 61,82
	dima® Print Stone bege	Modelos	Não se aplica	Gesso bege	1 h 15 min (para 1 modelo)	1h 15 min	R\$ 61,82
	dima® Print Guide & Tray	Impressão de moldeiras e guias cirúrgicos	I	Laranja claro transparente	1 h 43 min (para 5 moldeiras)	28min	R\$ 40,50
	dima® Print Guide & Tray	Impressão de moldeiras e guias cirúrgicos	I	Laranja claro transparente	57 min (para 6 guias)	10min	R\$ 15,03





A disponibilidade em seu país pode ser restrita devido a requisitos legais. Verifique a disponibilidade com a Central de Atendimento ao Cliente da Kulzer no seu país

* dependendo de vários fatores, especialmente da utilização da plataforma de construção; cálculo com base na utilização da plataforma de construção, conforme mostrado na imagem

** com base no preço de varejo recomendado do respectivo dima. Somente material impresso. Preço calculado, considerando (1 euro = R\$ 6,48)

Encontre a versão atual aqui: kulzer.com/mycube-support

VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DIMA® PRINT

IMAGEM	MATERIAL	INDICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	COR	TEMPO DE IMPRESSÃO	TEMPO DE IMPRESSÃO EQUIVALENTE POR PEÇA*	CUSTO POR PEÇA**
	dima® Print Denture Base Try-In	Tryins (prova de prótese)	Ila	Branca	1 h 01 min (para 6 arcadas)	10 min	R\$ 63,43
	dima® Print Stone beige Smart	Modelos	Não se aplica	Gesso bege	21 min (para 1 modelo para contenção)	21 min	R\$ 22,87
	dima® Print Stone beige Smart	Modelos	Não se aplica	Gesso bege	23 min (para 6 modelos para contenção)	4 min	R\$ 22,87
	dima® Print Denture Base 2	Base para prótese total, parcial e chapa de prova	Ila	Laranja - rosa	1 h 54 min (para 10 arcadas)	13min	R\$ 32,85
	dima® Print Gingiva Mask	Gengiva artificial	Não se aplica	rosa	17 min (para 10 gengivas artificiais)	2 min	R\$ 9,20

A disponibilidade em seu país pode ser restrita devido a requisitos legais. Verifique a disponibilidade com a Central de Atendimento ao Cliente da Kulzer no seu país

* dependendo de vários fatores, especialmente da utilização da plataforma de construção; cálculo com base na utilização da plataforma de construção, conforme mostrado na imagem

** com base no preço de varejo recomendado do respectivo dima. Somente material impresso. Preço calculado, considerando (1 euro = R\$ 6,48)

Encontre a versão atual aqui: kulzer.com/mycube-support