

cara® Print 4.0

Performance das impressões

| Tipo | Material | Altura da peça | | Tempo (min) | | | | | | Volume da impressão ml | Custo do material R\$ | Custo do material por peça R\$ |
|------|--|------------------------|-------|-------------|------|------|-------|-------|----|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | mm | 30µm | 50µm | 70µm | 90µm | 100µm | 150µm | | | | |
| | uma infraestrutura parcial | dima® Print cast | 25,91 | - | 28 | 21 | - | 15 | - | 2,82 | 4,23 | 4,23 |
| | três infraestruturas parciais | dima® Print cast | 45,77 | - | 50 | 37 | - | 27 | - | 11,5 | 17,25 | 5,75 |
| | 55 unidades de coroas e próteses fixas | dima® Print cast | 15,32 | - | 17 | 12 | - | 9 | - | 14 | 21,00 | 0,38 |
| | uma coroa | dima® Print cast | 15,32 | - | 17 | 12 | - | 9 | - | 0,24 | 0,37 | 0,37 |
| | um modelo de arcada completa | dima® Print Model | 26,23 | 190 | 93 | 62 | - | 43 | - | 14,85 | 17,82 | 17,82 |
| | um modelo de arcada completa e dois parciais | dima® Print Model | 20,68 | 155 | 73 | 50 | - | 34 | - | 35,77 | 42,92 | 14,3 |
| | cinco guias cirúrgicos | dima® Print Guide | 20,43 | - | 26 | 19 | - | 15 | - | 20,93 | 31,40 | 6,28 |
| | duas placas oclusais | dima® Print Ortho | 19,02 | - | 19 | 13 | - | 10 | - | 13,05 | 19,58 | 9,79 |
| | quatro placas oclusais | dima® Print Ortho | 47,04 | - | 58 | 42 | - | 30 | - | 20,04 | 30,06 | 7,52 |
| | duas moldeiras individuais | dima® Print Impression | 76,77 | - | -- | -- | - | 59 | 45 | 23,55 | 35,33 | 17,67 |
| | duas moldeiras individuais | dima® Print Impression | 50,54 | - | -- | -- | - | 39 | 29 | 20,91 | 31,37 | 15,69 |



Para mais informações sobre as aplicações da cara® Print 4.0 acesse: kulzer.com.br/cara-print

Kulzer Brasil
R. Cenzo Sbrighi, 27 - Sala 42
São Paulo - SP - CEP 05036-010
Demais localidades: 0800-580-0829
e-mail: sac@kulzer-dental.com

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP