


dima Print — Materiais

Indicações:

Material	Indicação	Cor	Resistência Flexural [MPa]	Módulo Flexural [MPa]	Comentário	Tempo de impressão por peça	Consumo de material (incl. suportes)/ Custos
 dima Print Ortho	Placas de mordida/ Splints	Transparente Azul claro	75	1800	x	36 min (70µm em Z, 3 peças)	6–10g/ R\$ 9,00 – R\$ 15,00
 dima Print Impression Blue	Moldeiras individuais	Azul opaco	80	2000	x	45 min (100µm em Z, 2 peças)	15–20g/ R\$ 22,50 – R\$ 30,00
 dima Print Guide	Guias cirúrgicos	Transparente Laranja claro	80	2000	Pode ser esterilizado	22 min (70µm em Z, 4 peças)	5–15g/ R\$ 7,50 – R\$ 22,50 + anilha
 dima Print Model	Modelos	Bege opaco	40	1000	x	Não se aplica	30–50g/ R\$ 36,00 – R\$ 60,00
 dima Print Cast	Estruturas CAD para fundição	Roxo	75	1800	x	1 h 15 min (50µm em Z, 3 peças)	3–10g/ R\$ 4,50 – R\$ 15,00



Saiba mais sobre nossa Impressora 3D cara Print 4.0 em: kulzer.com.br/cara-print

Kulzer Brasil

R. Cenzo Sbrighi, 27 - Sala 42
São Paulo - SP - CEP 05036-010
São Paulo: (11) 3665-0500
Demais localidades: 0800-580-0829
e-mail: sac@kulzer-dental.com

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP