



SeleKto+®

A solução delicada para uma anestesia eficaz.

SeleKto+ Agulhas gengivais

Com a nova Agulha SeleKto+ seguimos nossa convicção de que a melhor anestesia é aquela que o paciente não sente. É por isso que nós utilizamos somente aço de primeira qualidade e um inovador processo de produção de nossas cânulas.

Saúde bucal nas melhores mãos.





KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP





SeleKt+®

Mais qualidade. Mais conforto. Seleccionada para você.


Nossas exclusivas agulhas com bisel curto  são ideais para anestesia intra-ligamentar, reduzindo o risco de fratura.

 Com mínima pressão de penetração, o triplo bisel promove contato suave com o tecido e contém a dor inicial.

 Ótimo deslizamento pelo tecido e agora com até 85% menos de força de fricção, devido à sua excelente siliconização, garantindo uma penetração mais suave.

Mais segurança, com rótulo identificado com as cores do arco-íris: papel de alta qualidade garante a identificação de que a agulha não tenha sido usada antes. 




 Nosso sistema de identificação com as cores do arco-íris permite a diferenciação fácil e rápida dos diversos comprimentos disponíveis.

Sortimento variado baseado nas especificações mais requisitadas.

Classe	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Rótulo Arco-íris
Extra Curta	SeleKt+ needle inch 30G; 0.3x12 mm	12 mm	0.3mm	● azul
	SeleKt+ needle inch 27G; 0.4x16 mm	16 mm	0.4mm	● verde
Curta	SeleKt+ needle inch 30G; 0.3x21 mm	21 mm	0.3mm	● amarelo
	SeleKt+ needle inch 30G; 0.3x25 mm	25 mm	0.3mm	● laranja
Longa	SeleKt+ needle inch 27G; 0.4x35 mm	35 mm	0.4mm	● vermelho

SeleKt+: até 85% menor resistência de fricção.



Baixa pressão de penetração da Agulha gengival SeleKt+ permite anestésias ainda mais suaves.

F0 = Máximo da fase de perfuração

F1 = Máximo da fase de corte

F2 = Máximo da fase de dilatação

FR = Valor médio da fase de fricção

(55% a 95% do comprimento avaliado)